

Nuestra misión

Fomentar una cultura de innovación.
Liderar soluciones de atención médica.
Simplificar la atención compleja.



www.soleohealth.com

Administración
de medicamentos
mediante un
dispositivo
elastomérico



ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS MEDIANTE UN DISPOSITIVO ELASTOMÉRICO

El farmacéutico de Soleo Health mezcló su medicamento previamente y lo colocó en un dispositivo elastomérico. Almacene todos los medicamentos según las indicaciones. Algunos medicamentos se deben mantener refrigerados para que conserven su estabilidad.

- Revise la etiqueta de cada dosis para ver que incluya su nombre, el nombre del medicamento, el volumen y la fecha de vencimiento del medicamento.
- Cada dosis debe estar libre de grietas, escapes, objetos flotantes y decoloración. Si tiene alguna duda, llame al farmacéutico de Soleo Health.
- Saque una dosis del refrigerador una (1) hora antes de la infusión para permitir que el medicamento alcance la temperatura ambiente. **NO CALIENTE NI META AL MICROONDAS** el medicamento.
- Use cada dispositivo elastomérico solo una vez.

ESCANEE EL CÓDIGO QR ABAJO PARA VER EL VIDEO



PASO 1

Lávese bien las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Séquelas con una toalla de papel. Use la toalla para cerrar el grifo.

PASO 2

Limpie el lugar de trabajo y reúna los suministros necesarios.

1. DISPOSITIVO ELASTOMÉRICO



2. TOALLITAS CON ALCOHOL



3. JERINGAS DE ENJUAGUE



PASO 3

Examine el lugar de la IV en busca de:

ENROJECIMIENTO

HINCHAZÓN

SENSIBILIDAD

CALOR

SI HAY ALGÚN CAMBIO, NO INFUNDA Y COMUNÍQUESE CON EL ENFERMERO.

PASO 4

Revise su medicamento.

¿ESTÁ VENCIDO?

¿ESTÁ SU NOMBRE EN EL DISPOSITIVO?

¿ES EL MEDICAMENTO ADECUADO?

¿HAY MOTAS VISIBLES O PARTÍCULAS FLOTANTES EN EL MEDICAMENTO?






PASO 5

Limpie el extremo del conector sin aguja con una toallita con alcohol. Deje que se seque al aire. No lo seque con papel ni con el ventilador.

PASO 6

Quite la tapa del enjuague de solución salina. Sosteniendo la jeringa en posición vertical, tire suavemente del émbolo hacia atrás para aflojarlo y luego empujelo hacia arriba para sacar el aire de la jeringa. Conecte la jeringa con solución salina al adaptador del catéter empujándola y girándola firmemente. Enjuague suave, pero firmemente el catéter con ____ mL de solución salina.




PASO 7

Quite la tapa protectora del extremo de la sonda elastomérica y conéctelo al conector sin aguja.

PASO 8

Abra la pinza de la sonda elastomérica para comenzar la infusión.



PASO 9

Cuando finalice la infusión, cierre la pinza de la sonda elastomérica antes de desconectarla.

PASO 10

Desconecte la sonda del conector sin aguja.



PASO 11

Limpie el extremo del conector sin aguja con una toallita con alcohol. Deje que se seque al aire. No lo seque con papel ni con el ventilador.

PASO 12

Enjuague el catéter IV con solución salina y limpie el extremo del conector sin aguja con una toallita con alcohol como lo hizo antes. Si así se lo indicaron, continúe con un enjuague de heparin usando unidades/mL ____ mL. Llame al enfermero si no puede enjuagar el catéter o encuentra resistencia.



PASO 13

Descarte el dispositivo elastomérico usado en el contenedor de desechos apropiado.